

onyx  
easy cough

Crefito: 4860 - V3.2019



Su respiración es nuestra inspiración.

[lumiар.uy](http://lumiар.uy)  
[www.facebook.com/lumiарuruguay](http://www.facebook.com/lumiарuruguay)

Av. Italia, 6160 | Carrasco – Montevideo  
T. 00598 2 60 39525 | 00598 99 403938

**LUMIAR**  
HEALTHCARE

## Asistente de Tos

Lo mejor de nosotros para todos

**Onyx Easy Cough** es el asistente de tos que ofrece eficiencia y confort al paciente y facilidad para los profesionales, cuidadores y familia.

Con excelente **costo-beneficio**, pequeño, ligero y de fácil manejo, puede ser utilizado en ambientes domiciliario u hospitalario, en pacientes adultos y pediátricos que estén o no bajo asistencia ventilatoria invasiva o no invasiva.



#### BENEFÍCIOS

- Ayuda o reemplaza la tos
- Ayuda a eliminar las secreciones pulmonares
- Reduce la ocurrencia de infecciones respiratorias
- Disminuye el tiempo de internación hospitalaria
- Alternativa segura y cómoda para la succión
- Disminuye la falta de aire
- Puede usarse con máscara facial, boquilla, tubo endotraqueal o traqueostomía
- Ayuda a la expansión pulmonar
- Previene atelectasia



#### CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno, innovador, con display grande y colorido
- Flujo de inhalación ajustable
- Configuración intuitiva y objetiva (unos pocos click)
- Modos automático y manual (touch screen y botón) pedal (opcional)
- Visualización del volumen corriente (ayuda a determinar la presión inspiratoria adecuada)
- Visualización del pico de flujo de tos (ayuda a determinar la presión inspiratoria adecuada)
- Cuenta regresiva para el inicio de la terapia
- Visualización gráfica de las presiones



#### TERAPIA MANUAL CON SÓLO 1 CLICK!



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| AJUSTES                  | PARÁMETRO<br>RANGO DE<br>PRECISIÓN  |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Presión inspiratoria     | 10 a 70 cmH <sub>2</sub> O<br>±5%   |
| Presión espiratoria      | -10 a -70 cmH <sub>2</sub> O<br>±5% |
| Tiempo de inspiración    | 0 a 9,9 s<br>±5%                    |
| Tiempo de espiración     | 0 a 9,9 s<br>±5%                    |
| Tiempo de pausa          | 0 a 9,9 s<br>±5%                    |
| Tiempo de inicialización | 0 a 60 s<br>±5%                     |

EL TIEMPO DE INSPIRACIÓN EN EL MODO MANUAL PUEDE LLEGAR HASTA 60 SEGUNDOS

**onyx**  
easy cough  
Lo mejor de nosotros para todos

LUMIAR  
HEALTH CARE